







## Fiche technique REF 43.03.08

11.12.2025

Données générales			
Référence	43.03.08	Keyes poinçon cutanée Ø 8mm 10cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35289	GTIN	04046826045272
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-233
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Poids (kg)	0,044	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK12-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	Ø 8mm 10cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4034 (X46Cr13)		