



## Fiche technique REF 43.38.10

11.12.2025

Données générales			
Référence	43.38.10	Schamberg presse-comédons 10cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	57817	GTIN	04046826045524
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	11-084
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;05;X3
Poids (kg)	0,004	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)
----------------	--

## Image principale

## Image détaillée



Dimensions	10cm	Revêtement	
------------	------	------------	--

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4024 (X15Cr13)