



## Fiche technique REF 43.50.00

11.12.2025

| Données générales   |  |                              |                |
|---|--|------------------------------|----------------|
| Référence   | 43.50.00   | brosse à ongle               |                |
| Unité de vente  | boîte/10   | No. de douane                | 96032980       |
| GMDN  | 60909  | GTIN                         | 04046826455910 |
| Classe de risque  | KEIN MP (EU MDD)                                 | Code UMDNS                   |                |
| Classification  | NA (EU MDD)                                      | Base UDI-DI                  |                |
| Poids (kg)  | 0,040  | Mode d'emploi                |                |
| Sans latex  |  | Instructions de retraitement | MPK01          |
|              |  |                              |                |
| Medicon médias  | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) |                              |                |
| Image principale  |  | Image détaillée              |                |
|             |  |                              |                |
| <b>Conditions de stockage</b><br>Aucune précaution particulière de conservation n'est requise |  |                              |                |
| <b>Matériaux</b>  |  |                              |                |
|   | N° de matériau (Désignation DIN)                 |                              |                |
|   |  |                              |                |