







Fiche technique REF 43.73.13

11.12.2025

Données générales			
Référence	43.73.13	Coupe-ongles inox13.0cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	82142000
GMDN	42943	GTIN	04046826045821
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	15-573
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;03;WJ
Poids (kg)	0,076	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	13.0cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		