





## Fiche technique REF 44.03.11

11.12.2025

| Données générales   |                                  |   |                |
|---|----------------------------------|---|----------------|
| Référence   | 44.03.11                         | Caoutchouc de rechange petit for 44.03.10   |                |
| Unité de vente  | pièce                            | No. de douane   | 90189084       |
| GMDN  | 60909                            | GTIN  | 04046826046088 |
| Classe de risque  | KEIN MP (EU MDD)                 | Code UMDNS  |                |
| Classification  | NA (EU MDD)                      | Base UDI-DI   |                |
| Poids (kg)  | 0,005                            | Mode d'emploi   |                |
| Sans latex  | non                              | Instructions de retraitement  | KEIN MP        |
|  |                                  |  |                |
| Medicon médias  |                                  |   |                |
| Image principale  |                                  | Image détaillée   |                |
|   |                                  |   |                |
| Conditions de stockage  |                                  |   |                |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise                      |                                  |   |                |
| Matériaux   |                                  |   |                |
|   | N° de matériau (Désignation DIN) |   |                |
| Partie principale   | LATEX (Latex)                    |   |                |