



Fiche technique REF 44.28.65

11.12.2025

Données générales			
Référence	44.28.65	sphygmomanomètre Anéroïde avec Brassard à velcro	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189010
GMDN	60909	GTIN	04046826046378
Classe de risque	N.A. (EU MDD)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,505	Mode d'emploi	
Sans latex		Instructions de retraitement	KEIN MP
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
			
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		
Autres	LATEX (Latex)		