






## Fiche technique REF 44.35.15

11.12.2025

Données générales			
Référence	44.35.15	Ruban à mesurer lin1,5m	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90178010
GMDN	44796	GTIN	04046826046477
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;07;X9
Poids (kg)	0,028	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.63 (catalogue Ortopédia )		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	1,5m	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)		