






Fiche technique REF 44.37.15

11.12.2025

Données générales			
Référence	44.37.15	règle en acier inox15cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90178010
GMDN	44796	GTIN	04046826046491
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	15-237
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;07;X9
Poids (kg)	0,008	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale) 450.00.63 (catalogue Ortopédia) 453.30.00 (daniel - Kit d'instruments de rhinoplastie avancée Brochure)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	15cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4310 (X10CrNi18-8)		