






## Fiche technique REF 44.37.20

11.12.2025

Données générales			
Référence	44.37.20	règle en acier inox20cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90178010
GMDN	44796	GTIN	04046826046507
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	15-237
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;07;X9
Poids (kg)	0,013	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL ) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique ) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale) 450.00.63 (catalogue Ortopédia ) 451.09.02 (prospectus chirurgie bimaxillaire)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	20cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4310 (X10CrNi18-8)		