






Fiche technique REF 44.38.10

11.12.2025

Données générales			
Référence	44.38.10	Möltgen flexomètre23.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189010
GMDN	33651	GTIN	04046826046552
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	11-893
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;07;X9
Poids (kg)	0,149	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale) 450.00.63 (catalogue Ortopédia)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	23.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		