



Fiche technique REF 44.51.19

11.12.2025

Données générales			
Référence	44.51.19	seul speculum auriculaire Ø 2mm	
Unité de vente	boîte/100	No. de douane	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826454470
Classe de risque	N.A. (EU MDD)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	
Sans latex		Instructions de retraitement	KEIN MP
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
Dimensions	Ø 2mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		