




Fiche technique REF 44.51.70

11.12.2025

Données générales			
Référence	44.51.70	Diagnostic station wall - modèle Oto/ophtalmoscope230V	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826046897
Classe de risque	N.A. (EU MDD)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	3,564	Mode d'emploi	
Sans latex		Instructions de retraitement	KEIN MP
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
Dimensions	230V	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		