



## Fiche technique REF 44.60.40

11.12.2025

Données générales			
Référence	44.60.40	Bande de fibres seul / seulement p Miroir frontal	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	34637	GTIN	04046826047085
Classe de risque	N.A. (EU MDD)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,060	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	KEIN MP
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL )		
Image principale		Image détaillée	
			
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	PE_HD (Polyethylen 300)		
Autres	2.0401 (CuZn39Pb3)		