



Fiche technique REF 44.62.59

11.12.2025

Données générales			
Référence	44.62.59	Lampe de rechange7V	
Unité de vente	pièce	No. de douane	85392198
GMDN	60909	GTIN	04046826047245
Classe de risque	N.A. (EU MDD)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,011	Mode d'emploi	
Sans latex		Instructions de retraitement	KEIN MP
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	7V	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		