





Fiche technique REF 44.86.65

11.12.2025

Données générales			
Référence	44.86.65	prise de courant Transformateur230V 6V	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826428228
Classe de risque	N.A. (EU MDD)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,527	Mode d'emploi	
Sans latex		Instructions de retraitement	KEIN MP
			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	230V 6V	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		