






## Fiche technique REF 45.28.63

11.12.2025

Données générales			
Référence	45.28.63	Miller fibre optique de la lame laryngée Fig 3	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	46827	GTIN	04046826048389
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	15-076
Classification	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Poids (kg)	0,114	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL )		
Image principale		Image détaillée	
			
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Autres	1.3541 (X47Cr14)		