



Fiche technique REF 45.30.01

11.12.2025


Données générales			
Référence	45.30.01	McIntosh fibre optique de la lame laryngée Fig 1	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	46827	GTIN	04046826534370
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	15-076
Classification	10 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias	453.11.01 (Laryngoscopes à fibres optiques Brochure)
----------------	--

Image principale

Image détaillée



McINTOSH	
45.30.00	a = 57 mm
45.30.01	a = 68 mm
45.30.02	a = 90 mm
45.30.03	a = 110 mm
45.30.04	a = 130 mm

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)