



Fiche technique REF 45.30.05

11.12.2025

Données générales			
Référence	45.30.05	Miller fibre optique de la lame laryngée Fig 0	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	46827	GTIN	04046826535278
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	15-076
Classification	10 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias	453.11.01 (Laryngoscopes à fibres optiques Brochure)
----------------	--

Image principale	Image détaillée

--	--

Conditions de stockage	
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise	

Matériaux	
	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)