





Fiche technique REF 45.30.11

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|--|---|--------------------|
| Référence | 45.30.11 | Pédiatrie fibre optique de la lame laryngée Fig 1 | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 46827 | GTIN | 04046826534653 |
| Classe de risque | 1 (EU MDR) | Code UMDNS | 15-076 |
| Classification | 10 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N004;05;XR |
| Poids (kg) | 0,000 | Mode d'emploi | GATDN00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | |
|   | | | |
| Medicon médias | 453.11.01 (Laryngoscopes à fibres optiques Brochure) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
| | | | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |