



Fiche technique REF 45.30.24

11.12.2025

Données générales			
Référence	45.30.24	autoclavable LED central Laryngoscope poignée 2.5V LED	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	46830	GTIN	04046826535155
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	15-076
Classification	10 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
			
Medicon médias	453.11.01 (Laryngoscopes à fibres optiques Brochure) 453.32.00 (FlexiTrac - Système écarteur abdominal Brochure)		
Image principale		Image détaillée	
Dimensions	2.5V	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		