



Fiche technique REF 45.30.25

11.12.2025

Données générales			
Référence	45.30.25	autoclavable LED poignée de la fibre optique Laryngoscope2.5V LED	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	46830	GTIN	04046826535186
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	15-076
Classification	10 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias	453.11.01 (Laryngoscopes à fibres optiques Brochure)
----------------	--

Image principale

Image détaillée



Dimensions	2.5V	Revêtement	
------------	------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)