

Fiche technique REF 45.30.33

25.08.2026

Données générales			
Référence	45.30.33	Ampoule de rechange	
Unité de vente	pièce	No. de douane	85392198
GMDN	60909	GTIN	04046826534578
Classe de risque	N.A. (EU MDR)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDR)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias

Image principale	Image détaillée

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)