



Fiche technique REF 45.30.34

25.08.2026

Données générales			
Référence	45.30.34	Pièce de rechange 2.0W 3.5V LED	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826534851
Classe de risque	N.A. (EU MDR)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDR)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
Dimensions	2.0W 3.5V	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		