





## Fiche technique REF 45.48.66

11.12.2025

Données générales			
Référence	45.48.66	Lampe de rechange grand2.7V	
Unité de vente	boîte/6	No. de douane	85392198
GMDN	60909	GTIN	04046826048600
Classe de risque	KEIN MP (EU MDD)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,014	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	KEIN MP
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL )		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	2.7V	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		