



Fiche technique REF 45.48.70

11.12.2025

Données générales			
Référence	45.48.70	Lampe à krypton seul / seulement2.5V	
Unité de vente	pièce	No. de douane	85392198
GMDN	60909	GTIN	04046826048617
Classe de risque	KEIN MP (EU MDD)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,002	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	KEIN MP
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	2.5V	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		