



Fiche technique REF 45.48.81

11.12.2025

Données générales			
Référence	45.48.81	poignée mince avec Conteneur à batterie avec Lampe au xénon	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	46830	GTIN	04046826048686
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	15-076
Classification	12 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Poids (kg)	0,172	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions		Revêtement	Fine couche de silicone recouvrant des parties du produit
Conditions de stockage			
 -20 °C 45 °C 10 %  85 %   			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	1.4307 (X2CrNi18-9)		