



Fiche technique REF 45.48.83

11.12.2025

Données générales			
Référence	45.48.83	poignée mince avec batterie inductive avec Lampe au xénon	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	46830	GTIN	04046826048709
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	15-076
Classification	12 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Poids (kg)	0,173	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)
----------------	--

Image principale

Image détaillée



Dimensions		Revêtement	Fine couche de silicone recouvrant des parties du produit
------------	--	------------	---

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)
Autres	1.4307 (X2CrNi18-9)