





Fiche technique REF 45.54.03

11.12.2025

Données générales			
Référence	45.54.03	Wang Cadre seul / seulement 45.54.02	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35085	GTIN	04046826049249
Classe de risque	1 (EU MDD)	Code UMDNS	11-822
Classification	5 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,235	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique)		
Image principale		Image détaillée	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)		