



Fiche technique REF 45.57.22

11.12.2025

Données générales			
Référence	45.57.22	Kilner Doughty Cadre seul / seulement	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35085	GTIN	04046826049355
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	11-822
Classification	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Poids (kg)	0,138	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL)
----------------	--

Image principale

Image détaillée



Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)