








Fiche technique REF 45.76.03

11.12.2025

Données générales			
Référence	45.76.03	Magill Pince pour cathéter p Adultes24cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	31264	GTIN	04046826049508
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	10-172
Classification	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;03;WJ
Poids (kg)	0,080	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
		 	
Dimensions	24cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Vis	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		