






## Fiche technique REF 46.37.48

11.12.2025

Données générales			
Référence	46.37.48	Boîte d'aiguilles Perforé75x25x5mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	73269098
GMDN	12143	GTIN	04046826049843
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	16-767
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Poids (kg)	0,014	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	75x25x5mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		