



Fiche technique REF 46.37.70

11.12.2025

Données générales			
Référence	46.37.70	boite en métal Perforé150x90x13mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	73269098
GMDN	12143	GTIN	04046826049904
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	16-767
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Poids (kg)	0,208	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)
----------------	--

Image principale

Image détaillée



Dimensions	150x90x13mm	Revêtement	
------------	-------------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)