






Fiche technique REF 46.55.32

11.12.2025

Données générales			
Référence	46.55.32	container de stérilisation 325x275x50mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	73269098
GMDN	13730	GTIN	04046826049997
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-730
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Poids (kg)	2,720	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	325x275x50mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	BAUMWOLLE (BAUMWOLLE)		