





Fiche technique REF 47.01.30

11.12.2025

Données générales			
Référence	47.01.30	Boîte à instruments avec couvercle 305x205x50mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	73269098
GMDN	13730	GTIN	04046826050580
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	16-767
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Poids (kg)	1,228	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	305x205x50mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		