



Fiche technique REF 47.30.08

11.12.2025

Données générales			
Référence	47.30.08	bol rond80x35mm 0.1l	
Unité de vente	pièce	No. de douane	73269098
GMDN	42893	GTIN	04046826050818
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	15-561
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Poids (kg)	0,044	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 451.02.51 (ORL boîte d base Dr M W Winter Jeus d' instr de chirurgie ORL) 451.06.90 (prospectus Cristaca)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	80x35mm 0.1l	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		