



Fiche technique REF 47.31.08

11.12.2025

Données générales			
Référence	47.31.08	bol rond150x75mm 1.00l	
Unité de vente	pièce	No. de douane	73269098
GMDN	42893	GTIN	04046826050894
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	15-561
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Poids (kg)	0,075	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias
450.00.03 (catalogue general the art of surgery)
450.00.37 (catalogue ORL)

Image principale

Image détaillée



Dimensions	150x75mm 1.00l	Revêtement	
------------	----------------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)