



Fiche technique REF 47.32.14

11.12.2025

Données générales			
Référence	47.32.14	bol rond150x35mm 0.35l	
Unité de vente	pièce	No. de douane	73269098
GMDN	42893	GTIN	04046826050924
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	15-561
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Poids (kg)	0,215	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	150x35mm 0.35l	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		