



## Fiche technique REF 47.32.16

11.12.2025

| Données générales   |  |                              |                    |
|---|--|------------------------------|--------------------|
| Référence   | 47.32.16   | bol rond 180x37mm 0.50l      |                    |
| Unité de vente  | pièce  | No. de douane                | 73269098           |
| GMDN  | 42893  | GTIN                         | 04046826050931     |
| Classe de risque  | 1 (EU MDR)                                       | Code UMDNS                   | 15-561             |
| Classification  | 1 (EU MDR)                                       | Base UDI-DI                  | 4046826;N003;03;X8 |
| Poids (kg)  | 0,194  | Mode d'emploi                | GATDN00X           |
| Sans latex  | non applicable                                   | Instructions de retraitement |                    |
|   |  |                              |                    |
| Medicon médias  | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) |                              |                    |
| Image principale  |  | Image détaillée              |                    |
|   |  |                              |                    |
| Dimensions  | 180x37mm 0.50l                                   | Revêtement                   |                    |
| Conditions de stockage  |  |                              |                    |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise  |  |                              |                    |
| Matériaux   |  |                              |                    |
|   | N° de matériau (Désignation DIN)                 |                              |                    |
| Partie principale   | 1.4301 (X5CrNi18-10)                             |                              |                    |