



Fiche technique REF 47.35.31

11.12.2025

Données générales			
Référence	47.35.31	bol320x150mm 6.00l	
Unité de vente	pièce	No. de douane	73269098
GMDN	42893	GTIN	04046826050993
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	15-554
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Poids (kg)	0,615	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	320x150mm 6.00l	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		