







Fiche technique REF 49.40.35

11.12.2025

Données générales			
Référence	49.40.35	Medicontainer argent300x135x47mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	76169990
GMDN	13730	GTIN	04046826051334
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-730
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Poids (kg)	0,640	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) 451.02.61 (prospectus Medicontainer System)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	300x135x47mm	Revêtement	Couche d'oxyde artificielle (couleurs d'interférence) sur la surface des produits en aluminium
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.0255_3.3315 (Al 99,5% + AlMg1)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		