







Fiche technique REF 49.50.10

11.12.2025

Données générales			
Référence	49.50.10	Medicontainer argent290x290x100mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	76169990
GMDN	13730	GTIN	04046826051945
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-730
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Poids (kg)	1,960	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 451.02.61 (prospectus Medicontainer System) 453.03.01 (Blepharoplasty - Instruments pour la blépharoplastie Brochure)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	290x290x100mm	Revêtement	Couche d'oxyde artificielle (couleurs d'interférence) sur la surface des produits en aluminium
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.0255_3.3535_3.3315 (Al 99,5% + AlMg3 + AlMg1)		
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		