



Fiche technique REF 49.50.17

11.12.2025

Données générales			
Référence	49.50.17	Medicontainer argent290x290x170mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	76169990
GMDN	13730	GTIN	04046826051976
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-730
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Poids (kg)	2,300	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias
450.00.60 (catalogue chirurgie plastique)
451.02.61 (prospectus Medicontainer System)

Image principale

Image détaillée



49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17

Dimensions	290x290x170mm	Revêtement	Couche d'oxyde artificielle (couleurs d'interférence) sur la surface des produits en aluminium
------------	---------------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	3.0255_3.3535_3.3315 (Al 99,5% + AlMg3 + AlMg1)
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)
Autres	SILIKON (Poly(organo)siloxane)