



Fiche technique REF 49.50.50

25.08.2026


Données générales			
Référence	49.50.50	Medicontainer rouge 290x290x100mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	76169990
GMDN	13730	GTIN	04046826052058
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-730
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Poids (kg)	1,960	Mode d'emploi	IFU-0003
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias

Image principale

Image détaillée



Dimensions	290x290x100mm	Revêtement	Couche d'oxyde artificielle (couleurs d'interférence) sur la surface des produits en aluminium
------------	---------------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	3.0255 3.3535 3.3315 (Al 99,5% + AlMg3 + AlMg1)
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)
Autres	SILIKON (Poly(organo)siloxane)