

Fiche technique REF 49.52.62

25.08.2026

Données générales			
Référence	49.52.62	Medicontainer rouge Couvercle Container D290x290x230mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	76169990
GMDN	13730	GTIN	04046826052607
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-730
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Poids (kg)	3,200	Mode d'emploi	IFU-0003
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias

Image principale	Image détaillée
------------------	-----------------



No.	No.	No.	No.	No.	á pers	b pers	c/p
000.00.00	000.00.00	000.00.00	000.00.00	000.00.00	000	000	1
000.00.01	000.00.01	000.00.01	000.00.01	000.00.01	000	000	1
000.00.02	000.00.02	000.00.02	000.00.02	000.00.02	000	000	1
000.00.03	000.00.03	000.00.03	000.00.03	000.00.03	000	000	1
000.00.04	000.00.04	000.00.04	000.00.04	000.00.04	000	000	1
000.00.05	000.00.05	000.00.05	000.00.05	000.00.05	000	000	1
000.00.06	000.00.06	000.00.06	000.00.06	000.00.06	000	000	1
000.00.07	000.00.07	000.00.07	000.00.07	000.00.07	000	000	1
000.00.08	000.00.08	000.00.08	000.00.08	000.00.08	000	000	1

Dimensions	290x290x230mm	Revêtement	Couche d'oxyde artificielle (couleurs d'interférence) sur la surface des produits en aluminium

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	3.0255 3.3535 3.3315 (Al 99,5% + AlMg3 + AlMg1)
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)
Autres	SILIKON (Poly(organo)siloxane)