



Fiche technique REF 49.52.82

25.08.2026

Données générales			
Référence	49.52.82	Medicontainer vert Couvercle Container D290x290x230mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	76169990
GMDN	13730	GTIN	04046826052652
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-730
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Poids (kg)	3,200	Mode d'emploi	IFU-0003
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	290x290x230mm	Revêtement	Couche d'oxyde artificielle (couleurs d'interférence) sur la surface des produits en aluminium
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.0255 3.3535 3.3315 (Al 99,5% + AlMg3 + AlMg1)		
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		