



Fiche technique REF 49.56.10

11.12.2025

Données générales			
Référence	49.56.10	Fond non perforé 290x290x85mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	7616990
GMDN	13730	GTIN	04046826052836
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-730
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Poids (kg)	1,100	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias 451.02.61 (prospectus Medicontainer System)

Image principale

Image détaillée



	a (mm)	b (mm)	c (mm)
49.56.10	290	290	85
49.56.17	290	290	110
49.56.19	290	290	110
49.56.17	290	290	110
49.56.22	290	290	200
49.56.27	290	290	200

Dimensions	290x290x85mm	Revêtement	Couche d'oxyde artificielle (couleurs d'interférence) sur la surface des produits en aluminium
------------	--------------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	3.0255 (Al 99,5%)
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)