



Fiche technique REF 49.60.15

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|
| Référence | 49.60.15 | Medicontainer argent590x290x150mm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 76169990 |
| GMDN | 13730 | GTIN | 04046826053062 |
| Classe de risque | 1 (EU MDR) | Code UMDNS | 13-730 |
| Classification | 1 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N003;04;XB |
| Poids (kg) | 3,880 | Mode d'emploi | GATDN00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | |
|   | | | |
| Medicon médias | 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 451.02.61 (prospectus Medicontainer System) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | | | |
| Dimensions | 590x290x150mm | Revêtement | Couche d'oxyde artificielle (couleurs d'interférence) sur la surface des produits en aluminium |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 3.0255_3.3535_3.3315 (Al 99,5% + AlMg3 + AlMg1) | | |
| Poignée | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |
| Autres | SILIKON (Poly(organo)siloxane) | | |