

Fiche technique REF 49.60.57

25.08.2026

Données générales			
Référence	49.60.57	Medicontainer rouge590x290x170mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	76169990
GMDN	13730	GTIN	04046826053185
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-730
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Poids (kg)	4,080	Mode d'emploi	IFU-0003
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias

Image principale	Image détaillée
------------------	-----------------



Site	Site	Site	Site	Site	6 feet	6 feet	6 feet
400-000-000	400-000-000	400-000-000	400-000-000	400-000-000	100	100	100
400-000-000	400-000-000	400-000-000	400-000-000	400-000-000	100	100	100
400-000-000	400-000-000	400-000-000	400-000-000	400-000-000	100	100	100
400-000-000	400-000-000	400-000-000	400-000-000	400-000-000	100	100	100
400-000-000	400-000-000	400-000-000	400-000-000	400-000-000	100	100	100

Dimensions	590x290x170mm	Revêtement	Couche d'oxyde artificielle (couleurs d'interférence) sur la surface des produits en aluminium

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	3.0255 3.3535 3.3315 (Al 99,5% + AlMg3 + AlMg1)
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)
Autres	SILIKON (Poly(organo)siloxane)