



Fiche technique REF 49.60.93

25.08.2026

Données générales			
Référence	49.60.93	Medicontainer or590x290x135mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	76169990
GMDN	13730	GTIN	04046826053260
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-730
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Poids (kg)	4,252	Mode d'emploi	IFU-0003
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias

Image principale

Image détaillée



Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
49.60.13	49.60.20	49.60.21	49.60.22	49.60.23	49.60.24	49.60.25	49.60.26	49.60.27	49.60.28
49.60.14	49.60.29	49.60.30	49.60.31	49.60.32	49.60.33	49.60.34	49.60.35	49.60.36	49.60.37
49.60.15	49.60.38	49.60.39	49.60.40	49.60.41	49.60.42	49.60.43	49.60.44	49.60.45	49.60.46
49.60.16	49.60.47	49.60.48	49.60.49	49.60.50	49.60.51	49.60.52	49.60.53	49.60.54	49.60.55

Dimensions	590x290x135mm	Revêtement	Couche d'oxyde artificielle (couleurs d'interférence) sur la surface des produits en aluminium

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	3.0255 3.3535 3.3315 (Al 99,5% + AlMg3 + AlMg1)
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)
Autres	SILIKON (Poly(organo)siloxane)