

Fiche technique REF 49.62.42

25.08.2026

Données générales			
Référence	49.62.42	Medicontainer bleu Couvercle Container D590x290x230mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	76169990
GMDN	13730	GTIN	04046826053659
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-730
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Poids (kg)	5,800	Mode d'emploi	IFU-0003
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias

Image principale	Image détaillée
------------------	-----------------



Sex	Sex	Sex	Sex	Sex	g (mm)	h (mm)	g (mm)
40-42.10	40-42.30	40-42.50	40-42.70	40-42.90	500	200	100
40-42.10	40-42.30	40-42.50	40-42.70	40-42.90	500	200	100
40-42.10	40-42.30	40-42.50	40-42.70	40-42.90	500	200	100
40-42.10	40-42.30	40-42.50	40-42.70	40-42.90	500	200	100

Dimensions	590x290x230mm	Revêtement	Couche d'oxyde artificielle (couleurs d'interférence) sur la surface des produits en aluminium

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	3.0255 3.3535 3.3315 (Al 99,5% + AlMg3 + AlMg1)
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)
Autres	SILIKON (Poly(organo)siloxane)